

## Käännä puoleemme. Vänd dig till oss.

Linde Healthcare kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan terveydenhuollon ja potilaiden tarpeisiin. Toimimme Suomessa lääkkeellisten kaasujen, laitteiden ja kaasunjakelujärjestelmien kokonaisratkaisujen toimittajana. Linde Healthcare on osa kansainvälistä The Linde Group -konsernia.

Linde Healthcare jobbar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi erbjuder helhetslösningar inom området för medicinska gaser, utrustningar och centralgassystem. Linde Healthcare är en del av The Linde Group koncernen.

Vapaamman liikkumisen  
vaihtoehtot happihoitoon.  
Mobila utrustningar  
för oxygenterapi.



# Happihoitolaitteet/Utrustningar för oxygenterapi.

THE LINDE GROUP

AGA

## Therox Lux/Liquid kotisäiliöt/stationära behållare

Therox Lux/Liquid nestemaisen hapen -järjestelmään kuuluu kotisäiliö, jonka Linde Healthcare toimittaa potilaan kotiin ja vaihtaa säännöllisesti täyteen. Kotisäiliöstä voi annostella hapetta suoraan kotona (virtaukset 0-10 l/min Therox Lux, 0-15 l/min Therox Liquid). Kotisäiliöön voidaan myös yhdistää potilaalle parhaiten sopiva kannettava säiliö, jota on saatavilla sekä pohjasta että sivusta täytettävänä mallina.

Till Therox Lux/Liquid -utrustningen för flytande oxygen hör en stationär behållare som Linde Healthcare levererar hem samt byter ut regelbundet till en full hos patienten. Från den stationära behållaren kan man hemma använda oxygenet direkt (flöde 0-10 l/min Therox Lux, 0-15 l/min Therox Liquid). Med den stationära behållaren kan man också använda till ändamålet lämplig modell av våra bärbara behållare som finns både med botten- eller sidofyllning.



## LIV®-pullot/LIV®-flaskor

LIV-pullo on heti käyttövalmis eikä vaadi erillisiä lisävarusteita. Yksinkertainen annostella, selkeä ja helposti säädettävä virtausvalitsin. Helppolukuiset mittarit ja pulloon kiinnitetty riitaisuustaulukko sekä käyttöohje lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. LIV 2 pullot toimitetaan kätevässä pullosalkuissa kaksi pulloa kerrallaan.

Flaskan är alltid redo för användning och behöver inga tillägsutrustningar. Flödet är lätt och tydligt att välja och doseringen sker därför enkelt. De tydliga mätarna och drygghetstabellen samt bruksanvisningen på flaskan ökar användarvänligheten. LIV 2 levereras i behändig flaskportföljer innehållande två flaskor.



LIV® on the Linde Groupin rekisteröity tavaramerkki.  
LIV® är ett registrerat varumärke som tillhör the Linde Group.

## Therox Lux/Liquid kannettavat säiliöt/bärbara behållare

	Paino täytenä Vikt som fylld	Virtausväli Flödesintervall	Riitaisuus/Drygghet Virtaus/Flöde 1 l/min	Riitaisuus/Drygghet Virtaus/Flöde 2 l/min	Riitaisuus/Drygghet Virtaus/Flöde 4 l/min
THEROX Lux 0,3 l	1,6 kg	0-4 l/min	13 h	10 h	5 h
THEROX Lux Marathon 0,85 l	2,5 kg	0-6 l/min jatkuva virtaus/ kontinuerligt flöde 1,5 – 4 l sisään hengitettäessä/ vid inandning	10,5 h jatkuva virtaus/ kontinuerligt flöde	18,5 h	9,5 h
THEROX Liquid 1,2 l	3,6 kg	0-6 l/min	14,5 h	8 h	4 h
THEROX Liquid Spirit 0,3 l Sivusta täytettävä/Sidofyllning	1,95 kg	0-5 l/min	14,5 h	7 h	3,5 h
THEROX Liquid Spirit 0,6 l Sivusta täytettävä/Sidofyllning	2,5 kg	0-5 l/min	29 h	14 h	7 h
THEROX Liquid Hi Flow	3,9 kg	0- 15 l/min	14 h	8 h	4 h

## LIV®-pullot/LIV®-flaskor

LIV 2 l	3,7 kg	0-6 l	6 h	3 h	1,5 h
LIV 3 l	4,2 kg	0-25 l/min	10 h	5 h	2,5 h
LIV 15 l	19 kg	0-25 l/min	50 h	25 h	12 h

Linde Healthcare asiakaspalvelukeskus/kundservicecenter  
Puhelin 0800 90008, faksi 010 242 0593, hctilaus@fi.aga.com